

FICHE TECHNIQUE

CUBE POUR URINOIR

Réf : 6110

MODE D'EMPLOI

Mettre un à 3 cubes dans la cuvette de l'urinoir ou dans l'emplacement réservé à cet effet.
Renouveler dès que les blocs sont dissouts.

CARACTERISTIQUES

Aspect : blocs extrudés colorés

Parfum : citron (parfum de synthèse)

Poids d'un cube : 30 g

Sécurité selon FDS : Provoque une irritation cutanée .Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets nefastes à long terme.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande pour le personnel médical au 0810 810 868

CONDITIONNEMENT

Réf. 66110 Boîte de 33 cubes / 1 Kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer après usage. À conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec à l'abri de la chaleur.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)